

SOMMARIO

1. Scopo
2. Modalità Operative
 - 2.1 Controllo pre-analitico
 - 2.2 Criteri di validazione
 - 2.3 Responsabilità
 - 2.4 Formalizzazione

Redazione	Verifica	Approvazione
Firma <i>Riccardo L...</i> data <i>12/9/2024</i>	Firma <i>[firma]</i> data <i>27/9/24</i>	Firma <i>[firma]</i> data <i>30/9/24</i>
		Casa di Cura Città di Bra S.p.A. Il Direttore Sanitario Dott. Flavio BORASO

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di spiegare le varie fasi del processo che, partendo dal materiale da analizzare, porta alla formalizzazione del risultato nel referto finale.

2. MODALITÀ OPERATIVE

Definizione dei criteri di validazione, responsabilità e formalizzazione (rete e cartacea) degli esami di laboratorio.

2.1 CONTROLLO PRE-ANALITICO

Prima della processazione del campione (provetta o altro materiale biologico), l'operatore si accerta della sua idoneità (prelievo corretto, quantitativo sufficiente, assenza di coaguli o di strutture di fibrina, ecc). In caso affermativo, procede con l'esecuzione dell'analisi. In caso negativo, procede con la compilazione della opportuna non conformità.

2.2 CRITERI DI VALIDAZIONE

Una volta che lo strumento o l'operatore hanno eseguito l'analisi, l'operatore si occupa del controllo e della validazione del risultato.

Se il risultato è nella norma viene validato e trasferito sul programma gestionale della Casa di Cura (SYSMED).

Se il risultato è patologico, si verifica lo storico del paziente:

- se viene confermato il valore patologico, si procede con la validazione del risultato;
- se non è presente lo storico del paziente o se i valori precedenti risultavano nella norma, si procede con una ulteriore verifica della conformità del campione, eventuale ri-centrifugazione del campione e successiva ri-processazione del campione.

2.3 RESPONSABILITA'

Ogni strumento è gestito (avviamento, calibrazione, controllo di qualità interno, esecuzione degli esami, manutenzione ordinaria) da una specifica risorsa del laboratorio o in sua assenza, da un sostituto.

Nella tabella sottostante si evidenzia tale suddivisione dei carichi di lavoro.

STRUMENTO/I	REFERENTE	SOSTITUTO	URGENZE/REPERIBILITA'
Ematologico/i	Lusso	Viotto	Reperibile di turno
Coagulazione	Viotto	Torrengo	Reperibile di turno
Chimica clinica	Bono	Perlo	Reperibile di turno
Immunometria	Segantin	Perlo	
Chimica clinica manuale	Perlo	Bono	Reperibile di turno
VES	Torrengo	Viotto	
Batteriologia e urine	Lusso	Torrengo	

Il personale citato è responsabile della esecuzione dell'esame e della sua validazione sullo strumento.

2.4 FORMALIZZAZIONE

- Un risultato può essere validato dallo strumento e trasferito automaticamente SYSMED oppure inserito manualmente dall'operatore su SYSMED.
- A questo punto il risultato è visionabile, su SYSMED, dal personale di reparto e di sala operatoria. SYSMED differenzia il risultato solo trasferito dagli strumenti da quello stampato e firmato, in base a una differente scala cromatica di visualizzazione.
- Si sottolinea che la validazione finale del risultato avviene tramite la firma digitale del referto, effettuata dal personale laureato del laboratorio, oppure del referto cartaceo, effettuata dal personale di laboratorio competente.
- Pertanto, tutto il personale della clinica è in grado di discriminare a video, se un risultato è stato solo inviato al gestionale (cioè validato sullo strumento), stampato e firmato.