

SOMMARIO

1. Scopo
2. Modalità operative
3. Documenti correlati alla Istruzione

Redazione

Firma

data

03/11/25

Verifica

Firma

data

07/11/25

Approvazione

Firma

data

12/11/25

1. Scopo

La presente istruzione operativa ha lo scopo di indicare agli operatori coinvolti (principalmente OSS, Infermieri e manutentori) le operazioni da eseguire per la corretta pulizia interna e manutenzione esterna della frigoemoteca KW APPARECCHI SCIENTIFICI, Mod. HAEMO 700 V TG MD, matricola 87448, posta nella medicheria del 3° piano B.

2. Modalità operative

Pulizia interna ed esterna ordinaria

L'operazione di pulizia viene fatta una volta al mese (secondo calendario annuale di controllo scadenze e pulizia).

Si procede trasferendo momentaneamente il contenuto dell'emoteca nel frigo-farmaci.

Si passa quindi alla pulizia: le parti interne e poi quelle esterne si lavano con panno in carta monouso, utilizzando acqua e detersivi non abrasivi; non utilizzare diluenti o solventi, né getti d'acqua.

N.B. la registrazione dell'avvenuta pulizia viene riportata sul prospetto dei "lavori mensili a scadenza" affisso nel locale valoro Infermieri - 3° piano.

Pulizia interna ed esterna straordinaria

La presente operazione viene eseguita almeno ogni 6 mesi in corrispondenza della chiusura estiva e della chiusura invernale. Si procede assicurandosi che il cavo di alimentazione sia scollegato.

Lavare le parti interne ed esterne con panno in carta monouso, utilizzando acqua e detersivi neutri non abrasivi. Non utilizzare diluenti o solventi. Per il risciacquo non utilizzare getti d'acqua.

Pulizia interna in caso di rottura sacche

In caso di contaminazione accidentale delle superfici dell'emoteca (spandimento di sangue/emoderivati) è necessario:

- indossare DPI
- decontaminare la zona con cloroderivati
- attendere almeno 10 minuti
- raccogliere tutto con carta ed eliminare nel contenitore per rifiuti speciali
- eseguire la pulizia ordinaria dell'emoteca con acqua e detergenti neutri.

Manutenzione ordinaria e pulizia del condensatore

La presente operazione viene eseguita ogni 6 mesi in corrispondenza della chiusura estiva e della chiusura invernale.

L'emoteca sopracitata presenta due motori ciascuno con il rispettivo condensatore. Questi elementi sono posti nella parte superiore dell'emoteca. È possibile raggiungerli mediante l'utilizzo di una scala. Con l'ausilio di un pennello a setole lunghe rimuovere la polvere depositata sulla batteria, completare la pulizia con l'aspiratore industriale. Prima di effettuare l'operazione assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato.

N.B. la registrazione dell'avvenuta pulizia avviene mediante compilazione e firma di modulo ODM generato automaticamente dal software di gestione delle apparecchiature. Il modulo viene in seguito scansionato e caricato sul server del software sopracitato.

3. Documenti correlati alla Istruzione

- Manuale d'uso e manutenzione del costruttore
- FAC SIMILE Modulo ODM