

Istruzione
REPARTO OPERATORIO
**“Verifica e Manutenzione
 dello Strumentario Chirurgico”**

SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione		Verifica		Casa di Cura Privata Città di Bra S.p.A. Approvazione IL DIRETTORE SANITARIO Firma: FREDI GRASSO	
Firma		data	8/11/22	Firma	
				data	8/11/22
					10/11/22

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di mantenere uno standard elevato di efficienza dello strumentario.

2. DESTINATARI

Infermieri, OSS e personale addetto al lavaggio ferri (ditta appaltatrice).

3. MODALITA' OPERATIVE

VERIFICA

Le cause più frequenti di inefficienza dello strumentario chirurgico sono:

- 1) insufficiente pulizia;
- 2) uso di prodotti non idonei;
- 3) mancato rispetto delle indicazioni d'uso dei prodotti;
- 4) residui di detergente;
- 5) residui di medicinali e codificazioni;
- 6) acqua troppo dura.

In zona Confezionamento si effettua un'ispezione macroscopica per eliminare i prodotti non idonei, vengono subito scartati strumenti che presentano fenomeni di corrosione poiché questi provocherebbero una corrosione da contatto agli strumenti sani.

I ferri che presentano residui di sostanze organiche ed inorganiche vengono rimandati alla zona lavaggio ove si provvederà ad eliminare tali residui.

Vanno controllati gli strumenti con parti mobili verificandone la corretta pulizia e la giusta stabilità. Inoltre bisogna effettuare delle ispezioni accurate anche sui presidi in gomma per verificare la presenza di bolle, crepe, superfici appiccicose o porose, indurimenti, decolorazioni ecc.

MANUTENZIONE

In questa fase si provvede all'applicazione di prodotti protettivi e lubrificanti sugli strumenti, questi hanno lo scopo di ridurre l'attrito e quindi favoriscono la scorrevolezza tra le varie parti del dispositivo.

L'applicazione avviene sia manualmente che in modo automatizzato all'occorrenza.

Il lubrificante utilizzato manualmente è idrosolubile in quanto i prodotti oleosi impediscono la penetrazione del vapore in fase di sterilizzazione e, inoltre, possono anche trattenere microrganismi.

Per i ferri segnati da appositi cerotti indicativi viene sostituito annualmente, previa rimozione del residuo coloso.

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).