

SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
 - 3.1 Materiale occorrente
 - 3.2 Diluizione
 - 3.3 Procedimento
 - 3.4 Materiale sterilizzabile presente nelle sale operatorie
 - 3.5 Materiale sterilizzabile degli ambulatori
4. Valutazione e controllo

Redazione		Verifica		Casa di Cura Privata Città di Bra S.p.A. II. DIRETTORE SANITARIO MANFREDI GRASSO	
Firma	data 8/11/22	Firma	data 8/11/22	Firma	data 10/11/22

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di:

- Permettere un corretto utilizzo di Perax (acido paracetico) nella disinfezione di alto livello - sterilizzazione a freddo, del materiale chirurgico, endoscopico e termolabile.
- Standardizzare la procedura e uniformare i comportamenti.

2. DESTINATARI

Infermieri e OSS del servizio di sterilizzazione e personale addetto a lavaggio ferri.

3. MODALITA' OPERATIVE

3.1 MATERIALE OCCORRENTE

- Vaschetta con coperchio e temporizzatore;
- Perax;
- Strisce di controllo.

3.2 DILUIZIONE

Il prodotto Perax presenta una parte in soluto e una in solvente. Nel miscelare entrambi si crea la soluzione che si lascia per 15 minuti a riposo. A seguire, si vuota il prodotto composto nella vasca con coperchio senza aggiunta di acqua.

3.3 PROCEDIMENTO

Prima di sterilizzare a freddo un dispositivo si deve fare una prova di viraggio (con una striscia di controllo) per valutare l'efficacia del prodotto. Quindi:

- Immergere la striscia di controllo nella vaschetta con Perax diluito;
- Controllare che la striscia viri dal giallo al nero (se ciò non avviene verificare che la diluizione sia stata fatta correttamente);
- Immergere il dispositivo nella vaschetta con Perax diluito per un tempo di 15 minuti (per endoscopi assicurarsi di fare circolare la soluzione all'interno dei canali e passare lo scovolino);
- Risciacquare accuratamente il dispositivo con acqua;
- Asciugare il dispositivo con un panno morbido;
- Conservare il dispositivo in un luogo pulito.

Il prodotto ha validità 14 giorni.

3.4 MATERIALE STERILIZZABILE PRESENTE NELLE SALE OPERATORIE

- Fibroscopio;
- Videolaringoscopio;
- Ureterenoscopio flessibile;
- Video ureterenoscopio;
- Cistoscopio;
- Coprisonda mapping;
- Sonda doppler THD.

3.5 MATERIALE STERILIZZABILE DEGLI AMBULATORI

- Fibroscopio;
- Ecotransesofageo.

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative.