

SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Norme di stabilità e conservazione
5. Valutazione e controllo

Firma 	Redazione data 6/12/22	Verifica Firma  data 7/12/22	Casa di Cura Privata Città di Bra S.p.A. IL DIRETTORE SANITARIO Firma  data 7/12/22 MANFREDI GRASSO
---	---------------------------	--	--

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di permettere un corretto utilizzo di Anyosime x3 (propionato di ammonio quaternario, digluconato di clorexidina, tensioattivi non ionici, complesso enzimatico, coloranti eccipienti) nella pulizia profonda e la decontaminazione di strumentario medico chirurgico, dispositivi medici e materiale endoscopico.

E' indicato per la raccolta degli strumenti in vasche ad ultrasuoni.

Anyosime x3 è un detergente liquido enzimatico con proprietà disinfettanti senza cloro, senza aldeide e senza cloruri, ha PH neutro.

E' battericida, lieviticida e attivo sui virus.

2. DESTINATARI

Infermieri ed OSS (che svolgono attività nel servizio di sterilizzazione-lavaggio ferri).

3. MODALITA' OPERATIVE

Materiale occorrente:

- Vasca con coperchio e temporizzatore;
- Aniosyme x3;
- Acqua/acqua distillata;
- Scovolino - Spazzolino.

Diluizione:

- Al 0,5% cioè 5 ml di prodotto ogni litro d'acqua fredda o tiepida (temperatura massima 30°).

Procedimento:

- Pulire accuratamente il dispositivo secondo protocollo;
- Immergerlo nella vasca con Aniosyme per 10 min (per endoscopi e strumenti cavi fare circolare la soluzione all'interno);
- Spazzolare se necessario;
- Risciacquare abbondantemente;
- Asciugare.

4. NORME DI STABILITA' E CONSERVAZIONE

Prodotto non diluito:

- Flacone non aperto: seguire la data di scadenza;
- Flacone aperto: 3 anni se richiusa la confezione dopo l'uso;

Prodotto diluito:

- Diluizione: 0,5% - 5 ml in un litro d'acqua;
- Conservazione per la soluzione diluita: 7 giorni in contenitore chiuso, 24 ore in contenitore aperto.

5. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'infermiere delegato, tramite ispezione e verifica del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere mod. 0288).