

SOMMARIO

1. Scopo
2. Modalità operative

Redazione

Firma

data

24/3/26

Verifica

Firma

data

30/3/26

Approvazione

Firma

data

3/4/26

Gestione incendio in RM

1. SCOPO

La seguente istruzione ha per scopo quello di fornire le modalità di gestione da applicare in caso di incendio all'interno della sala Risonanza Magnetica (RM).

2. MODALITA' OPERATIVE

- Tramite l'attivazione del pulsante L4/09 si esegue la segnalazione incendio e lo sgancio elettrico dell'U.T.A.



Fig. 1) emergenza incendio



Fig. 2) localizzazione pulsanti nel vano tecnico

Il pulsante L4/09 è ubicato nel locale tecnico RM (figura 2, freccia BIANCA)

- Tramite la pressione dei pulsanti PE1 e PE2 si esegue lo sgancio elettrico del quadro RM, ventilazione forzata, sia nominale che di emergenza.



Fig. 3) sgancio elettrico (locale tecnico)



Fig. 4) sgancio elettrico (console RM)

PE1 è ubicato frontalmente all'operatore nella postazione console (figura 4)

PE2 (figura 3) è ubicato nel vano tecnico RM (figura 2 FRECCIA ROSSA)