

Istruzione

Verifica report trasporto emocomponenti

Codice	I TRASF 10
Rif. Procedura	Pag. 1 di 2
Rev. 01	del 31/05/2023

SOMMARIO

1. Scopo
2. Modalità operative
3. Documenti correlati alla Istruzione

Redazione Firma  data 31/05/23	Verifica Firma  data 31/5/23	Approvazione Casa di Cura Privata Città di Bra S.p.A. Il Direttore Sanitario Dott. Flavio BORASO Firma  data 1/06/23
---	---	--

1. Scopo

La presente istruzione operativa ha lo scopo di indicare agli operatori coinvolti le modalità di verifica delle temperature registrate durante il trasporto degli emocomponenti.

2. Modalità operative

- 2.1. Premessa: Al fine di monitorare le corrette modalità di trasporto la Casa di Cura Privata Città di Bra utilizza un data logger con registrazione della temperatura in continuo posizionato all'interno del contenitore di trasporto con le sacche di emocomponente.
- 2.2. Registrazione: L'autista avvia la registrazione della temperatura, dalla stazione dello strumento situata nei pressi della frigoemoteca, in fase di partenza e posiziona il data logger come indicato nella premessa. Al rientro l'autista si avvicina nuovamente alla stazione per terminare la fase di registrazione.
- 2.3. Monitoraggio: Terminata la fase di registrazione il software invia una email automatica all'ufficio tecnico contenente il grafico delle temperature registrate durante ogni trasporto. All'interno del grafico vi è indicato il range di temperatura entro il quale deve avvenire il trasporto.
- 2.4. Verifica: Il primo report trasporto emocomponenti di ogni Lunedì viene inviato all'attenzione del Direttore Sanitario, dell'Anestesista e della Coordinatrice infermieristica, responsabili di struttura, al fine di verificare che il trasporto sia avvenuto nel rispetto dei criteri di conservazione propri dell'emocomponente da trasportare.

3. Documenti correlati alla istruzione

- Istruzioni data logger
- Modulo validazione trasporto sangue (Rev. 00 del 16/3/2020)