

SOMMARIO

1. Scopo
2. Modalità operative

Redazione		Verifica		Approvazione	
Firma	data 08/01/26	Firma	data 13/1/26	Firma	data 16/1/26

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.

1. SCOPO

La presente istruzione operativa ha lo scopo di indicare agli operatori coinvolti (principalmente addetti uff. tecnico e manutentori) le operazioni da eseguire durante la fase di inventario di una nuova apparecchiatura.

2. MODALITÀ OPERATIVE

Inventario di una nuova apparecchiatura elettromedicale

Il procedimento di seguito indicato è da attuarsi per le apparecchiature elettromedicali di nuova acquisizione, in leasing ed in comodato d'uso.

Prima della consegna della nuova apparecchiatura è necessario contattare il fornitore per richiedere l'invio della seguente documentazione tramite mail:

1. Dichiarazione di conformità
2. Manuale d'uso in italiano
3. Manuale tecnico in italiano
4. Verifica di Sicurezza Elettrica
5. Dovrà essere effettuata la formazione del personale all'uso sicuro delle apparecchiature

All'arrivo dell'apparecchiatura è necessario verificare che il DDT a corredo corrisponda a quanto effettivamente consegnato ed a quanto indicato sull'ordine di acquisto, contratto di leasing o contratto di comodato.

Quando necessario, prima di mettere in servizio l'apparecchiatura, si organizza con il fornitore il training all'uso sicuro della nuova macchina per il personale che dovrà utilizzarla.

Si compila quindi l'apposita scheda di raccolta dati (**mod. 0015 Scheda raccolta dati per l'inventario del dispositivo**). I documenti ricevuti dal fornitore e prodotti in fase di collaudo, VSE, raccolta dati dovranno quindi essere archiviati mediante

l'utilizzo del software PROMETEO creando una nuova macchina e nominandola con il codice univoco affidato alla apparecchiatura inventariata.

Tramite la ricerca per codice sarà quindi possibile, per gli utenti abilitati, risalire alla documentazione archiviata per ciascuna macchina sul server del software.

È garantita la sicurezza dell'archivio digitale mediante un sistema di backup automatico giornaliero.

Una copia cartacea del manuale d'uso, quando disponibile, deve essere lasciata a corredo dell'apparecchiatura. Il formato digitale del manuale deve invece essere inserito sul server condiviso nel percorso **DATICCBRA < MANUALI ELETTRONOMICI** per renderne possibile la consultazione a tutti gli utenti.

In fase di registrazione è necessario consultarne il manuale per impostare sul software PROMETEO le scadenze della VSE e della manutenzione periodica della nuova apparecchiatura. Le scadenze verranno segnalate con opportuno preavviso mediante un sistema di notifiche automatizzato.