

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Laboratorio Analisi Istruzioni per la raccolta del Campione Liquido seminale	Mod. 0086	Pag. 1 di 1
		Parola chiave:	istruzione paziente
		Rev. 00	del 27/01/2004

(Protocollo standardizzato della Organizzazione Mondiale della Sanità)

RACCOLTA CAMPIONE LIQUIDO SEMINALE:

- Ritirare n° 1 contenitore dal Laboratorio Analisi;
- Eseguire la raccolta del campione, dopo un periodo di astinenza sessuale di circa 2 – 4 giorni, comunque con un massimo di 7 giorni.
- La raccolta del campione deve essere eseguita mediante masturbazione, senza profilattico;
- Raccogliere tutto il campione in un contenitore di plastica sterile;
- Portare ENTRO 30 MINUTI il campione al laboratorio avendo l'accortezza di mantenerlo al caldo durante il trasporto (esempio avvolto in un panno, a contatto con il corpo,...);
- Riportare sul contenitore nome, cognome, data del prelievo e data di nascita.